


Lucibel.le Paris, filiale du groupe Lucibel, pionnière sur la photobiomodulation par la lumière LED, place une nouvelle fois les bienfaits de la lumière au cœur d'un concept innovant avec le masque de beauté OVE qui utilise la technologie LED. Fruit d'une collaboration inédite avec le designer Olivier Lapidus, le masque de beauté OVE permet de sublimer le capital beauté selon le principe de la photobiomodulation LED, technologie innovante à l'efficacité prouvée.

Principe de la photobiomodulation

Les nombreuses études scientifiques réalisées dans le monde sur l'utilisation de la lumière LED ont démontré que nos cellules ont la capacité d'absorber la lumière rouge de longueur d'ondes 635 nm et de la convertir en énergie, cet apport d'énergie entraînant une cascade de réactions chimiques.



Impact de la photobiomodulation sur les rides



Il est démontré que la lumière LED rouge a des effets anti-âge pour le visage et permet :

- de réduire la profondeur des rides
- d'améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau
- d'homogénéiser le teint
- de diminuer le diamètre des pores de la peau
- de diminuer le relâchement de l'ovale du visage
- d'augmenter la densité du derme
- de lisser la peau
- de réguler l'excès de sébum

Nota : les effets peuvent varier selon les utilisateurs

La lumière LED rouge Lucibel.le Paris

Source de beauté et de bien-être

Caractéristiques

- Composé de 40 LED de haute qualité
- Intensités lumineuses spécifiques adaptées aux différentes zones du visage
- Durée de vie maximale des LED : 50 000h d'utilisation
- Conçu et fabriqué en France par Lucibel

Avantages

- Facile à utiliser
- Usage à domicile
- Indolore
- Sans effets secondaires

Utilisation

- Séances préprogrammées de 12 minutes
- 2 séances par semaine, espacées de 72 heures
- Traitement sur 12 semaines consécutives maximum puis interruption de 4 à 12 semaines avant de reprendre les séances

Garantie légale 2 ans

La lumière LED rouge

Source de beauté et de bien-être

Informations générales et précautions d'emploi

- Le masque de beauté OVE a été conçu pour apporter un traitement cosmétique à votre peau. Néanmoins, la lumière rouge est de façon générale utilisée depuis plus de 30 ans pour la cicatrisation et participe même aux soins de support. La lumière diffusée par le masque de beauté OVE est une lumière dite « froide », ce qui n'empêche pas de ressentir une chaleur douce durant les séances. Cette chaleur est due à l'énergie apportée par les particules lumineuses lors du rayonnement.
- Les yeux doivent être protégés au moyen des lunettes de protection fournies.
- Convient à tous types de peaux, sans effets secondaires.
- S'utilise à même la peau, sur une peau propre et démaquillée (à l'aide du Gel Booster Lucibel.le Paris par exemple).
- Il est recommandé d'espacer les séances de 72 h. Ce délai correspond au temps de « d'absorption » de l'énergie lumineuse par les cellules.
- Effets optimaux après un nombre moyen de 24 séances (effets pouvant varier selon les utilisateurs), suivi d'une pause de 1 à 2 mois afin de prendre en compte l'effet retard.
- Contre-indiqué pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie (en cas de doute, consultez votre médecin).

« La lumière stimule la régénération cellulaire »

Docteur Michèle Pelletier, dermatologue et présidente de « European Led Academy » a répondu à nos questions le 21 juin 2021

Comment la lumière rouge agit-elle sur la peau ?

“ En stimulant les mitochondries, qui correspondent au poumon cellulaire. Lorsque ces “centrales énergétiques” absorbent l’énergie lumineuse, la cellule s’oxygène. Cela retarde son vieillissement, stimule la régénération, la réparation et la régulation de nos fonctions. ”

Pourquoi la LED peut révolutionner le futur ?

“ C’est la lumière de l’avenir. Elle fonctionne à basse énergie mais son rendement lumineux est dense. Elle est économiquement rentable et permet un accès aux soins de façon individuelle et sans effets secondaires. Elle a aussi d’autres fonctions comme la cicatrisation, la régulation du stress, la réduction de l’inflammation, des troubles du sommeil et de l’humeur. ”

Visage

GEL BOOSTER D'ÉCLAT



Soin Peau Neuve associant des facteurs hydratants à l'action exfoliante douce d'un acide de fruit. Lissée, hydratée la peau se renouvelle et retrouve son éclat.

Appliquer 3 fois / semaine sur une peau légèrement humide en évitant le contour des yeux.

100ML

SÉRUM ANTI-RIDES



Conçu pour maintenir une action Anti-Rides dans le temps grâce à la stimulation cellulaire de la lumière LED Lucibel-le Paris.

Appliquer 15mn avant la séance LED, bien laisser pénétrer.

15ML

CRÈME DE NUIT RESTRUCTURANTE



Conçue pour accompagner les effets de la stimulation cellulaire apportée par la lumière Lucibel-le Paris. Agit en synergie et permet de révéler une peau plus jeune, repulpée dès les 1ères séances.

Appliquer tous les soirs sur une peau propre et démaquillée.

30ML

CRÈME DE JOUR HYDRA-VITALITÉ



Renforce la protection naturelle de l'épiderme face à l'environnement, augmente et maintient un taux d'hydratation idéal pour une action optimale de la lumière Lucibel Paris.

Appliquer tous les matins sur une peau propre et démaquillée.

30ML

Études cliniques technologie LED

Effet anti-âge visage GROUPE FEMMES

La technologie LED de Lucibel.le Paris a pu être évaluée dans le cadre de tests cliniques, réalisés par le laboratoire GREDECO en 2021 sur le **masque de beauté OVE**.

Cette étude, réalisée sur 15 sujets de sexe féminin, avec une moyenne d'âge entre 55,6 ans + ou - 7,39 ans pendant 84 jours, à raison de 2 séances par semaine, a conclu à :

CIBLES	% VARIATION À J.28	% VARIATION À J.56	% VARIATION À J.84
Profondeur de la ride de la patte d'oie	- 12,5%	- 37,9%	- 43,5%
Score du relâchement de l'ovale	- 6,1%	- 15,2%	- 24,2%
Fermeté	- 12,8%	- 14,9%	- 20,7%
Élasticité	+ 3,3%	+ 17,1%	+ 18,7%
Densité du derme	+ 24,4%	+ 37,8%	+ 43%
Rugosité de la joue, lissage	- 7,3%	- 15,7%	- 23,5%
Diamètre des pores	- 28,1%	- 31,2%	- 34,1%
Homogénéité du teint	- 10%	- 37,3%	- 30,9%

Études cliniques technologie LED

Effet anti-âge visage GROUPE HOMMES

La technologie LED de Lucibel.le Paris a pu être évaluée dans le cadre de tests cliniques, réalisés par le laboratoire GREDECO en 2021 sur le **masque de beauté OVE**.

Cette étude, réalisée sur 5 sujets de sexe masculin, avec une moyenne d'âge entre 55,6 ans + ou - 7,39 ans pendant 84 jours, à raison de 2 séances par semaine, a conclu à :

CIBLES	% VARIATION À J.28	% VARIATION À J.56	% VARIATION À J.84
Profondeur de la ride de la patte d'oie	- 23,1%	- 27,1%	NS
Score du relâchement de l'ovale	- 3,3%	- 13,3%	- 16,7%
Fermeté	- 15,6%	- 31,2%	- 31,3%
Densité du derme	+ 32,4%	- 50,9%	+ 62,1%
Rugosité de la joue, lissage	- 5,3%	- 25,9%	- 25%
Diamètre des pores	- 29,9%	- 28,8%	- 28,1%
Homogénéité du teint	+ 0,4%	- 16,1%	- 48,9%

La technologie LED de Lucibel.le Paris a pu être évaluée dans le cadre de tests cliniques, réalisés par le laboratoire GREDECO en 2021 sur le **masque de beauté OVE**.

Effet sur les peaux grasses GROUPE FEMMES

Cette étude, réalisée sur 5 sujets de sexe féminin, avec une moyenne d'âge de 55.6 ans + ou - 7.39 ans pendant 84 jours, à raison de 2 séances par semaine, a conclu à :

CIBLES	% VARIATION À J.28	% VARIATION À J.56	% VARIATION À J.84
Taux de sébum	- 42,7%	- 71,6%	- 77,5%
Nombre de pores contenant des porphyrines	+ 1,6%	- 2,7%	- 13,5%

Effet sur les peaux grasses GROUPE HOMMES

Cette étude, réalisée sur 5 sujets de sexe masculin, avec une moyenne d'âge de 55.6 ans + ou - 7.39 pendant 84 jours, à raison de 2 séances par semaine, a conclu à :

CIBLES	% VARIATION À J.28	% VARIATION À J.56	% VARIATION À J.84
Taux de sébum	- 26,6%	- 55,6%	- 52,6%
Nombre de pores contenant des porphyrines	+ 6,2%	- 46,5%	- 32,7%

Les études menées par le laboratoire GREDECO sur un panel de sujets de 45 à 70 ans utilisateurs du masque de beauté OVE sur une durée de 3 mois (2 séances par semaine pendant 12 minutes à 3 jours d'intervalle) ont conclu à :

La persistance à 6 semaines après l'arrêt du protocole, de l'amélioration des paramètres cliniques et des effets anti-âge :

- Densité du derme
- Fines ridules adoucies
- Teint éclatant
- Peau veloutée et grain de peau resserré
- Fermeté avec un ovale du visage harmonieux

L'utilisateur(trice) pourra ainsi faire des pauses pendant lesquelles l'effet retard continue à agir.

PARAMÈTRES MESURÉS	APRÈS 84 JOURS D'UTILISATION	EFFET RETARD
Profondeur ride patte d'oie	-38.30%	Les paramètres d'amélioration persistent jusqu'à 1 mois et demi après l'arrêt du protocole
Score relâchement de l'ovale	-24.80%	
Fermeté R0	-23.60%	
Densité du derme	+47.7%	
Rugosité de la joue, lissage	-23.8%	
Diamètre des pores	-32.8%	
Homogénéité du teint	-34.9%	
Taux de sébum	-70.3%	
Nombre de porphyrines	-23.2%	

Lucibel·le

PARIS

Contact :



ATVE Sàrl

Julien FAVRE
jfavre@atve.ch
+41 79 443 48 71

Lucibel·le Paris
102 avenue des Champs Élysées - 75008 PARIS
contact@lucibelle.fr
SAS au capital de 100 000€
RCS Paris 807 653 852 - TVA FR 23 807 653 852
Tel : 01.80.04.12.35